

## よくあるご質問

### 治療時に痛みはありますか？

施術開始時に冷たさや軽い吸引感を感じることがありますが、数分以内に治療部位は感覚が鈍くなるため、痛みはほとんどありません。麻酔も必要ありません。

### 1回の治療時間はどのくらいですか？

治療部位の大きさや施術箇所の数によって異なりますが、通常は1部位あたり30～60分程度です。


### 効果はいつ頃現れ、どのくらい持続しますか？

施術後3～4週間頃から効果を実感されることが多く、8～12週間で最終的な結果が現れます。脂肪細胞は永久的に除去されるため、適切な食生活や運動などの生活習慣を維持することで、効果は長期間持続します。

## ORCHESTRA COOLは どのようなお悩みや部位 に対応していますか？

### 適用部位

- あご
- 腹部
- 太もも内側
- 太もも外側
- 二の腕
- ブラライン
- 腰まわり
- 臀部




- あご
- 胸部
- 腹部
- 太もも内側
- 太もも外側
- 二の腕
- 上背部
- 側腹部

ボディコントゥアリング

フェイスコントゥアリング

局所的な脂肪減少

## さらに多くの臨床写真を見るには



1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューから ORCHESTRA COOL を選択してください。

## もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



治療動画

ids

# ORCHESTRA COOL

脂肪だけを冷却。美しいラインはそのまま。



## ORCHESTRA COOLとは何ですか？

ORCHESTRA COOLは、制御された冷却技術（クライオリポライシス／脂肪冷却）を利用した非侵襲的な脂肪減少治療機器です。気になる部分の脂肪細胞を選択的に冷却・凍結し、凍結された脂肪細胞は時間の経過とともに体内で自然に排出されます。その結果、よりスリムで美しく引き締まったボディラインへと導きます。

### クライオリポライシス

非侵襲的  
制御された冷却  
ダウンタイムがほとんどない  
リスクや合併症が少ない

### 脂肪吸引

侵襲的  
切開・挿入を伴う施術  
ダウンタイムが長い  
リスクや合併症が多い

従来の脂肪吸引は切開や麻酔を必要としますが、クライオリポライシス（脂肪冷却）は皮膚を切開したり挿入したりすることなく、制御された冷却によって脂肪細胞を選択的に冷却・除去します。そのため、患者様にとってより安全で快適な治療法です。

また、クライオリポライシスはダウンタイムがほとんど、または全くないため、施術後すぐに日常生活へ復帰することができます。一方、従来の脂肪吸引では、痛みや腫れ、内出血などを伴う比較的に長いダウンタイムが必要となることがあります。

さらに、クライオリポライシスは従来の脂肪吸引と比べて、リスクや合併症が少ないことも大きな特長です。切開や挿入を行わないため、感染、瘢痕形成、その他の合併症のリスクを軽減することができます。



ラージ × 1


ミディアム × 2

スモール × 1

複数の身体部位に対応する4種類のアプリケーター

## ORCHESTRA COOLはどのように作用しますか？


### 治療前




脂肪細胞層が厚い状態です。




### 治療中



真空吸引により脂肪細胞をアプリケーター内へ引き込みます。



冷却を行い、脂肪細胞を結晶化させます。



### 治療後



治療後数ヶ月にわたり、結晶化した脂肪細胞は体内の自然な代謝によって徐々に排出されます。その結果、脂肪細胞層が減少し、より引き締まったボディラインへと導かれます。



冷却

-15 to 5 °C

クライオリポライシス（脂肪冷却）では、周辺組織へのダメージを最小限に抑えながら脂肪細胞を正確にターゲットするため、適切に制御された冷却が重要です。ORCHESTRA COOLは、-15～5℃の温度範囲を安定かつ精密に制御することで、脂肪細胞にアプローチしながら、その他の細胞への影響を抑えます。これにより、施術部位の皮膚、神経、筋肉へのダメージを抑えながら、効果的な脂肪減少をサポートします。

