

適応症

スキンリジュビネーション

しわ | 毛穴の開き | 瘢痕

肌の引き締め

肌のたるみ | ターキーネック

肌質改善

線状皮膚萎縮症（ストレッチマーク）

色素沈着改善

色素異常 | 色素沈着

発汗障害治療

多汗症 | 腋臭症



よくあるご質問

治療時に痛みはありますか？

ほとんどの患者様は軽度から中等度の不快感を感じ、温かさや軽いチクチクとした感覚として表現されることが多いです。快適性を高めるため、施術前に局所麻酔クリームを塗布します。

何回の治療が必要ですか？

より良い結果を得るために、通常は4～6週間の間隔をあけた3～4回の治療が推奨されます。ただし、1回の施術でも改善を実感される患者様もいます。

ASHLEY治療後にダウンタイムはありますか？

ダウンタイムは最小限です。施術後、1～3日程度、赤み、軽い腫れ、または点状のかさぶたが生じる場合がありますが、ほとんどの患者様は24～48時間以内に通常の日常生活へ戻ることができます。

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



治療動画

igs

ASHLEY

精密RFが導く、確かな肌の再生。

CE



ASHLEYとは何ですか？また、どのように作用しますか？


ASHLEYは、微細な絶縁ニードルと高周波（RF）エネルギーを組み合わせたフラクショナルRFマイクロニードリングシステムです。

ニードルが皮膚に微細なチャンネルを形成すると同時に、真皮深層へ制御された熱エネルギーを届けることで、コラーゲンとエラスチンの生成を促進し、より引き締まった、なめらかで若々しい肌へと導きます。

皮膚表面へのダメージを最小限に


従来のレーザー治療では、レーザーエネルギーが皮膚表面を通過して照射されるため、表皮にダメージを与える可能性があることが課題の一つでした。

一方、ASHLEYは絶縁加工されたマイクロニードルを使用し、真皮へ直接アプローチすることで、皮膚表面を損傷することなく、最適な高周波（RF）エネルギーを深部へ届けることができます。



さまざまな治療目的に対応するチップ

ASHLEYは、患者様一人ひとりの目的や肌状態に合わせた**多様なチップ（Tip）**を提供し、最適化されたカスタマイズ治療によって、最大限の臨床効果を実現します。



最小限のダウンタイム

ASHLEYでは、絶縁加工されたマイクロニードルが真皮へ直接アプローチするため、皮膚表面へのダメージを最小限に抑えることができます。その結果、治療後のダウンタイムはわずか1〜2日程度で、患者様は早期に通常の日常生活へ復帰することが可能です。

1-2 Days



臨床写真

