

適応症




ボディコンツアリング
フェイスコンツアリング
部分的な脂肪減少

技術仕様

Applicators	4 applicators (1 Large, 2 Medium, 1 Small)
Applicator screen	5 inch touch screen
Vacuum Intensity	0-100kPa adjustable
Applicator Size	Large: 200 x 76 x 125 mm Medium: 160 x 56 x 65 mm Small: 125 x 45 x 70 mm
Machine Screen	10.4-inch touch screen
Cooling Temperature	-15 → 5°C
Cooling System	Water, air, semi-conductor triple cooling system
Input Power	2500W
Output Power	1600W
Electrical Requirements	AC 220 V ± 10 % 10 A 50 Hz , 110 v ± 10 % 10 A 60 Hz
Dimension (W*L*H)	450 mm (W) X 420 mm (L) X 1230 mm (H)
Weight	70 Kg

ORCHESTRA COOL

Cryolipolysis



ORCHESTRA COOLは、ボディラインの形成と脂肪減少を目的として開発されたクライオリポライシス（脂肪冷却）システムです。精密な設計と先進技術により、外科手術や脂肪吸引を行うことなく、安全かつ効果的にボディラインを整えたい方に最適なソリューションを提供します。

真空吸引と制御された冷却技術を組み合わせることで、頑固な脂肪細胞のみを選択的に冷却・結晶化し、周囲の組織や皮膚にダメージを与えることなく脂肪を減少させます。

先進的な機能と使いやすいユーザーインターフェースを備えたORCHESTRA COOLは、快適で一人ひとりに合わせた施術を実現し、医療従事者にとっても患者様にとっても、信頼性の高い脂肪冷却システムです。

クライオリポライシス

手術や脂肪吸引とは異なり、クライオリポライシス（脂肪冷却）は切開、麻酔、または皮膚への侵入を必要としません。制御された冷却技術により、脂肪細胞を安全かつ快適にターゲットし、除去します。ダウンタイムがほとんど、または全くないため、患者様は迅速に日常生活へ復帰することができます。また、感染症、瘢痕（傷跡）、その他の外科的処置に伴う合併症のリスクが低減され、より安全な治療が可能です。

クライオリポライシス

非侵襲的
制御された冷却
ダウンタイムがほとんどない、
または最小限
リスクおよび合併症の軽減

手術 / 脂肪吸引

侵襲的
切開または皮膚への侵入
長期間のダウンタイム
より多くのリスクおよび合併症

4種類のアプリケータ

ORCHESTRA COOLは、大きな部位から小さな部位まで、さまざまな治療エリアに対応できる4種類のアプリケータを搭載しています。さらに、これらのアプリケータは同時使用が可能のため、治療時間を短縮し、より効率的な施術を実現します。




制御冷却

クライオリポライシスにおいて、制御された冷却は、周囲の組織へのダメージを最小限に抑えながら脂肪細胞のみを選択的にターゲットとするために重要な役割を果たします。ORCHESTRA COOLは、 -15°C ～ 5°C の範囲で温度を安定して精密にコントロールすることで、脂肪細胞のみに作用し、皮膚・神経・筋肉などの周囲組織への影響を抑えます。これにより、安全性を維持しながら効果的な脂肪減少を実現します。




1600 Wの高出力

ORCHESTRA COOLは、最大1600 Wの高出力を備えています。この高出力により、治療部位をより迅速に冷却できるため、治療時間の短縮が可能です。また、治療中の設定温度を安定して維持できることで、一貫した治療効果と高い再現性を実現します。さらに、冷却エネルギーを脂肪層の深部まで効率よく届けることができるため、より多くの脂肪細胞へアプローチし、優れたボディコントゥアリング効果が期待できます。



適用部位

- あご
- 腹部
- 太もも内側
- 太もも外側
- 二の腕
- ブラライン
- 腰まわり
- 臀部



- 非侵襲的**
切開を伴わないボディライン形成
- 4種類のアプリケータ**
L、M1、M2、Sアプリケータによる同時施術対応
- 冷却システム**
 -15°C ～ 5°C の範囲で温度調整可能
- 高出力**
1600 W
- スマートプロトコル**
スマート治療プロトコルへ簡単アクセス可能

